

Produktübersicht

Austausch-Kontaktlinsen

gültig ab 01.08.2017

Produktname	BK (mm)	Stärke (dpt)	Ø (mm)	Zylinder (dpt)	Addition	Achse (°)
DAILIES TOTAL1* 30er-Box 90er-Box 5er-Box	8,5	-12.00 bis -6.50 (0.50 Abst.) -6.00 bis -0.50 (0.25 Abst.) +0.50 bis +6.00 (0.25 Abst.)	14,1			
DAILIES TOTAL1* Multifocal 30er-Box 90er-Box 5er-Box	8,5	-10.00 bis +6.00 (0.25 Abst.)	14,1		LO, MED, HI	
DAILIES* AquaComfort Plus* 10er-Box (lieferbar von +6.00 dpt bis -10.00 dpt) 30er-Box 90er-Box 180er-Box (lieferbar von +6.00 dpt bis -10.00 dpt) 5er-Box	8,7	-15.00 bis -6.50 (0.50 Abst.) -6.00 bis -0.50 (0.25 Abst.) +0.50 bis +6.00 (0.25 Abst.) +6.50 bis +8.00 (0.50 Abst.)	14,0			
DAILIES* AquaComfort Plus* Toric 30er-Box 90er-Box 5er-Box	8,8	-8.00 bis -6.50 (0.50 Abst.) -6.00 bis +4.00 (0.25 Abst.)	14,4	-0.75 -1.25 -1.75		10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°
DAILIES* AquaComfort Plus* Multifocal 30er-Box 90er-Box 5er-Box	8,7	-10.00 bis +6.00 (0.25 Abst.)	14,0		LO, MED, HI	
FOCUS* DAILIES* All Day Comfort 30er-Box 90er-Box	8,6	-10.00 bis -6.50 (0.50 Abst.) -6.00 bis -0.50 (0.25 Abst.) +0.50 bis +6.00 (0.25 Abst.)	13,8			
AIR OPTIX* plus HydraGlyde* 3er-Box, 6er-Box	8,6	-12.00 bis -8.50 (0.50 Abst.) -8.00 bis -0.25 (0.25 Abst.) +0.25 bis +6.00 (0.25 Abst.) +6.50 bis +8.00 (0.50 Abst.)	14,2			
AIR OPTIX* AQUA 3er-Box, 6er-Box	8,6	-10.00 bis -8.50 (0.50 Abst.) -8.00 bis -0.25 (0.25 Abst.) +0.25 bis +6.00 (0.25 Abst.)	14,2			
AIR OPTIX* for ASTIGMATISM 3er-Box, 6er-Box	8,7	-10.00 bis -6.50 (0.50 Abst.) -6.00 bis +6.00 (0.25 Abst.)	14,5	-0.75 -1.25 -1.75 -2.25		10° bis 180° in 10°-Abstufun- gen
AIR OPTIX* NIGHT & DAY* AQUA 3er-Box, 6er-Box	8,4 8,6	-10.00 bis -8.50 (0.50 Abst.) -8.00 bis +6.00 (0.25 Abst.)	13,8			
AIR OPTIX* AQUA MULTIFOCAL 3er-Box, 6er-Box	8,6	-10.00 bis +6.00 (0.25 Abst.)	14,2		LO, MED, HI	
AIR OPTIX* COLORS 2er-Box	8,6	-8.00 bis -6.50 (0.50 Abst.) -6.00 bis +6.00 (0.25 Abst.)	14,2			Pure Hazel, Blue, Green, Gray, Brown, Honey, Brilliant Blue, Gemstone Green, Sterling Gray
FreshLook* ONE-DAY 10er-Box	8,6	-8.00 bis -6.50 (0.50 Abst.) -6.00 bis -0.50 (0.25 Abst.) plan	13,8			Blue, Green, Pure Hazel, Gray
FreshLook ColorBlends* 2er-Box	8,6	-8.00 bis -6.50 (0.50 Abst.) -6.00 bis +2.00 (0.25 Abst.) +2.50 bis +6.00 (0.50 Abst.)	14,5			Azurlau, Mandelgrün, Perlgrau, Zimtbraun, Türkis, Honig, Amethyst, Echt Saphir, Haselnuss, Silbergrau, Smaragdgrün, Brilliant Blau
FreshLook* Colors 2er-Box	8,6	-8.00 bis -6.50 (0.50 Abst.) -6.00 bis +2.00 (0.25 Abst.) +2.50 bis +6.00 (0.50 Abst.)	14,5			Blue, Green, Hazel, Violet, Sapphire Blue, Gray
FreshLook* Dimensions 6er-Box 2er-Box (nur in 0.00 dpt)	8,6	-8.00 bis -6.50 (0.50 Abst.) -6.00 bis +2.00 (0.25 Abst.) +2.50 bis +6.00 (0.50 Abst.)	14,5			Caribbean Aqua, Pacific Blue, Sea Green